

Série de TD N° 1
PRÉPARATION DES SOLUTIONS

Définitions devant être acquises : la solution, la molarité, la molalité, la concentration massique, la normalité, le pourcentage massique.

Exercice 1 :

On souhaite préparer une 250 ml de solution à 2,5 mol/L de sulfate de cuivre CuSO₄.

- 1) Quelle masse de CuSO₄ faut-il peser ?
- 2) On préleve à la pipette 10 ml de cette solution que l'on place dans une fiole jaugée de 250 ml.
Quelle est la concentration de la solution obtenue ?

Données : M(Cu) = 63,55 g/mol ; M(S) = 32 g/mol et MO = 16 g/mol

Exercice 2 :

On fait dissoudre 562,8 g de Cr₂(SO₄)₃ pour préparer 3 litre d'une solution aquueuse.

Calculer pour cette solution: la molarité, la molalité, la concentration massique et la normalité.

Données : M(Cr) = 52, M(S) = 32, M(O) = 16

Exercice 3 :

Calculer la quantité de ~~solution~~ hydroxyde de potassium KOH qui peut être obtenue à partir de 0,3 moles de soluté d'une solution 11,2% en pourcentage massique.

Données : M(K) = 39 g/mol; M(O) = 16 g/mol; M(H) = 1 g/mol.

Exercice 4 :

Calculer la normalité de l'acide phosphorique (H₃PO₄) qui contient 98 g de soluté par 500 mL de solution.

Données : M(P) = 31 g/mol; M(O) = 16 g/mol; M(H) = 1 g/mol.

Exercice 5:

On désire préparer 1L d'une solution normale d'acide sulfurique. On dispose pour cela d'acide sulfurique de concentration à 98% et de densité 1,84.

Quel volume d'acide faut-il prélever ? On donne la masse molaire pour H₂SO₄ M = 98 g/mol

TD ~~00~~ ou Série N°1:

Exo 1:

préparation de 250 ml de CuSO_4 avec une concentration de 2,5 mol/l

1) quelle masse de CuSO_4 faut-il poser?

$$C_{\text{CuSO}_4} = 2,5 \text{ mol/l} \Rightarrow \text{Molarité } M = ?$$

$$\text{Molarité } M = \frac{\text{Nombre de mole}}{\text{Volume de la solution}}$$

$$\Rightarrow M = 2,5 \text{ mole/l}$$

$$M = C = \frac{n}{V} \quad \left. \begin{array}{l} n: \text{Nombre de mole} \\ V: \text{Volume de la solution} \end{array} \right\}$$

$$C_{\text{CuSO}_4} = \frac{m}{M} = \frac{m}{M \times V} \quad \left. \begin{array}{l} m: \text{masse molaire de CuSO}_4 \\ M: \text{masse molaire de CuSO}_4 \end{array} \right\}$$

$$M_{\text{CuSO}_4} = (63,55 + 32 + 4 \times 16) = 159,55 \text{ g/mol.}$$


$$\textcircled{*} \Rightarrow m = C_{\text{CuSO}_4} \times M \cdot V$$

AN: ~~m = ?~~

$$m = 2,5 \times 159,55 \times 0,25$$

$$\boxed{m = 99,72 \text{ g}}$$

(2)



$$C = 2,5 \text{ mol/l}$$

$$V = 250 \text{ ml}$$

Prélèvement

$$V_1 = 10 \text{ ml}$$

$$C_1 = 2,5 \text{ mol/l}$$

$$V_f = 250 \text{ ml}$$

$$C_a = ?$$

fiole 250 ml


La concentration final $C_a = ?$

$$C_a V_f = C_1 V_1 \Rightarrow C_a = \frac{C_1 V_1}{V_f} = \frac{2,5 \times 10}{250} \Rightarrow C_a = 0,1 \text{ mol/l}$$

Exo 2:

$$N(\text{Normalité}) = C_M \times Z \quad (Z = ?)$$

- 1). pour les acides $Z = \text{nbre de proton H}^+ \text{ libéré}$ (ex: $\text{H}_2\text{SO}_4 \Rightarrow Z = 2$)
- 2). pour les bases $Z = \text{nbre des OH}^- \text{ libéré}$ (ex: $\text{NaOH} \Rightarrow Z = 1$)
- 3). pour les sels $Z = \text{nbre des électrons échangé}$ (ex: $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \Rightarrow Z = 6$)



\Rightarrow : negg \Rightarrow nombre de é (électrons) échangés

$$\Rightarrow Z = 6$$

1) calcule la molalité :

$$C_M = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{262,8}{M \cdot V}$$

$$\begin{aligned} M_{\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3} &= 2 M_{\text{Cr}} + 3 \times (M_S + 4 M_O) \\ &= 2 \times 52 + 3 \times (32 + 4 \times 16) \end{aligned}$$

$$M_{\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3} = 392 \text{ g/mol}$$

$$C_M = \frac{262,8}{392 \times 3}$$

$$C_M = 0,22 \text{ mol/L}$$

2) calcule de la molalité :

$$\text{molalité} = \frac{\text{nombre de molé}}{\text{masse de solution en kg}}$$

$$M_0 = \frac{m}{M \times (\text{masse de la solution en kg})}$$

$$\Rightarrow M_0 = 0,22 \text{ mol/kg}$$

suite

3) La concentration massique

$$C_{\text{massique}} = \frac{\text{masse de soluté}}{\text{volume de solution}} = \frac{262,8}{3L} = 87,6 \text{ g/L}$$

$$C_{\text{massique}} = 87,6 \text{ g/L}$$

4) la Normalité

$$N = Z \cdot C_M$$

$$= 6 \cdot C_M$$

$$= 6 \cdot 0,22$$

$$N = 1,32 \text{ N}$$

$$\Rightarrow M_0 = \frac{262,8}{392 \times (3 \text{ kg})} \Rightarrow \left\{ 3L \Rightarrow 3 \text{ kg} \right.$$

$$\left. \boxed{M_0 = 0,22 \text{ mol/kg}} \right.$$

→ suite

Exo 3:

$n(\text{KOH}) = 0,3 \text{ mol}$: nombre de mole de KOH

$M(\text{KOH})$: masse molaire de KOH $\Rightarrow M = 39 + 16 + 1 = 56 \text{ g/mol}$

- Calculer la masse de KOH dans 0,3 mol

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow m = n \cdot M = 56 \cdot 0,3 = 16,8 \text{ g}$$

- La masse de la solution pour préparer la masse m_{KOH} en solution (11,2 %) : pourcentage massique
100g solution \longrightarrow 11,2g soluté (KOH)

$$\frac{m_{\text{solution}}}{m_{\text{solution}}} \longrightarrow 16,8 \text{ g (KOH)}$$

$$m_{\text{solution}} = \frac{16,8 \cdot 100}{11,2}$$

$$m_{\text{solution}} = 150 \text{ g}$$

Exo 4:


Calcul de la normalité de l'acide (H_3PO_4)

C_M : concentration massique molaire.

$$C_M = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \cdot V} ; M = 3 + 31 + 16 \times 4 = 98 \text{ g/mol}.$$


$$C_M = \frac{196 \text{ g/mol}}{98} = 2 \text{ mol/l}$$

$$C_M = 2 \text{ mol/l}$$



$$z = 3 \text{ g} = 3$$

$$N = z \cdot C_M = 3 \times 2 = 6N \Rightarrow N = 6N$$

Exo 5:

$N = 1N$
 $V = 1L$



$$N = C_M \cdot \text{egg} \Rightarrow C_M = \frac{N}{\text{egg}} = \frac{N}{2} = 0.5 \text{ mol/l}$$

$$C_M = \frac{n}{V} \Rightarrow n = C_M \cdot V = 0.5 \cdot 1 = 0.5 \text{ moles}$$

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow m = nM = \frac{m}{M_{\text{H}_2\text{SO}_4}} = 0.5 \cdot 98 = 49 \text{ g/solute}$$

$$\boxed{m = 49 \text{ g}}$$

98% (solution)

100g solution \longrightarrow 98g solute

m solution \longrightarrow 49 g (solute)

$$\text{m solution} = \frac{49 \cdot 100}{98} = 50$$

$$\text{m solution} = 50 \text{ g}$$

50g (solution) \longrightarrow $V = ?$

$$d = \frac{S_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{S_{\text{eau}}} \Rightarrow S_{\text{H}_2\text{SO}_4} = d$$

$$\Rightarrow \frac{m}{V} = d \Rightarrow V = \frac{m}{d}$$

$$V = \frac{50}{1.84 \text{ g}} = 27 \text{ ml}$$

Volume prélevé $\boxed{V = 27 \text{ ml} = 0.027 \text{ l}}$